

# Komputer medyczny **WMP – 22C**



komputer medyczny 21,5"

bez wentylatora

cicha praca

certyfikat medyczny

obudowa antybakteryjna



Skylake

Izolacja

Rozszerzenie

## Certyfikowany kompaktowy komputer do zastosowań medycznych



### Komputer medyczny PC 21,5" Intel Core – Fanless Medical – seria WMP – 22C

**NOWOŚĆ**


- Komputer panelowy Intel Skylake i7 / i5 / i3 / Pentium bez wentylatora
- Panel LED 21.5" 1920×1080 px
- Medyczna 60601-1 certyfikacja IV edycji
- Certyfikacja EN 60601-1
- Obudowa z tworzywa antybakteryjnego (MRSA)
- Przyjazna funkcja definiowanych skrótów klawiszowych
- Przyciski funkcyjne oraz włącznik na przednim panelu
- Włączanie/wyłączanie panelu dotykowego do mycia i dezynfekcji
- Regulacja podświetlenia / jasności
- Regulacja głośności
- Obsługa technologii procesora Intel Vpro
- Opcjonalne gniazdo rozszerzeń PCI-E × 4
- Opcjonalne wejście / wyjście LAN / COM / USB zabezpieczone do 4 kV
- Opcjonalny wbudowany akumulator



# Specyfikacja – komputer medyczny seria WMP-22F



SPECYFIKACJA	
<b>Procesor</b>	FCBGA1168 piątej generacji Intel Core i7/i5/i3 procesor (15 W maks.)
<b>Chipset</b>	SoC
<b>Karta graficzna</b>	zintegrowana Intel HD Graphics 5500 by CPU
<b>Pamięć</b>	Dwa 1600 MHz DDR3L SODIMM socket support dual Channel, non-ECC, up to 16GB
<b>Ekran dotykowy</b>	21,5" / Pełny, płaski pojemnościowy ekran dotykowy / SXGA 1920 × 1080 (Full HD) / jasność 250
<b>Wejścia/wyjścia</b>	USB 3.0 × 2 & USB 2.0 × 2
	COM × 2 (RS232, RS232/422/485:RS485 support auto flow control)
	Giga LAN × 2
	DP × 2 opcjonalnie DVI
	3,5 mm audio × 2 (Line-out oraz Mic-in)
	DC-In × 1, DC 7~32 V input (9V~28V z akumulatorem)
	przycisk reset × 1
<b>Dysk twardy</b>	2,5" SATA HDD drive bay × 1 + anti-vibration kit, 500GB
<b>Porty rozszerzeń</b>	PCI-E (x4) × 1 lub PCI × 1 (opcja)
	Wymiar kart: 100 (szer.) × 220 (głęb.) × 14 mm (wys.)
	Mini PCIe × 2 (złącze krawędziowe 52 pin)
<b>Przepisy prawne</b>	FCC/CE/VCCI Class B
	cULus Mark/UL60601-1
	EN60601-1 approved / ISO 14971 / IEC-62133
	Energy star 6.1 compliance (na życzenie dostarczymy szczegóły)
<b>Wymiary</b>	540 (szer.) × 375 (wys.) × 78 (głęb.) mm
<b>Waga</b>	7 kg (około, bez zasilacza)
<b>System operacyjny</b>	Windows 7 preinstalowany, Windows 7 pro
	Windows 8 preinstalowany, Windows 8 industrial
	Windows 10



- 1 RS232/422/485
- 2 RS232
- 3 wyjście audio
- 4 wejście mikrofonowe
- 5 LAN × 2
- 6 USB 3,0 × 4
- 7 DP × 2
- 8 reset
- 9 przyłącze napięcia
- 10 złącze PCI-E

## Opcje komputerów WMP-22C do zamówienia:

<b>WMP-22A-IP0A0</b>	Core i5-5200U 2.20GHz	DDR3L 4G RAM, SATA3 500G HDD, Full flat P.cap touch
<b>WMP-22A-IP0A1</b>	Core i7-5500U 2.40GHz	DDR3L 4G RAM, SATA3 500G HDD, Full flat P.cap touch

**MONITORMED**

Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

Kontakt :  
**ul. Motyka 19/lok. 1**  
**03-566 Warszawa**  
**tel. +48 226785119**  
**fax/ +48 227812332**  
**biuro@monitor-med.pl**