

Komputer medyczny WMP – 24F



Intel® Skylake i7/i5/i3/Smart Fan PC

LCD 23,8" FHD & opc. 4K2K MVA

najwyższy poziom bezpieczeństwa
EMC 4.0/ Certyfikat 3.1

wsparcie Intel® vPro, Opc.: i7/i5 CPU

obudowa antybakteryjna

podświetlane przyciski z przodu



Ekran

Skylake

Izolacja

Rozszerzenie

Certyfikowany komputer medyczny AiOAIO



Komputer medyczny seria WMP – 24F

NOWOŚĆ


- Wyświetlacz FHD opcjonalnie 4K2K UHD (brak video-in),
- 802.11 ac/a/b/g/n WLAN + Bluetooth 4.1 moduł (M.2),
- moduł kamery internetowej (USB), auto focus 5M,
- mSATA moduł,
- czytnik RFID (13.56Hz),
- moduł TPM 2.0,
- PCI-E x 16,
- karta przechwytyjąca Full HD (opcja do zamówienia),
- Inteligentny czytnik kart / lub napęd DVD / lub drugi dysk twardy HDD (opcja),
- Akumulator 100 W (opcja),
- Złącze ekwipotencjalne,
- AG film (nieдоступny w opcji z DICOM)
- moduł DICOM part 14 (dostępny w opcji),
- 6 portów COM,
- 6 portów USB,
- Wejście video DVI-D x 1 (opcja),
- System Windows 7 preinstalowany, Windows 7 pro (64bit, 32 bit), Windows 8 preinstalowany, Windows 8 industrial (64 bit), Windows 10 (64 bit)



Specyfikacja – komputer medyczny WMP – 24F



Specyfikacja			
Model	WMP 24F IPOA (STD)	WMP 24F IPOB (USB3.1)	WMP 24F IPOC (ISO)
Procesor / Chipset	LGA1151 package 6th generation Intel® Core i7/ i5/i3/Pentium procesor / Intel® Q170 Chipset (Intel GL82Q170 PCH)		
Karta graficzna	zintegrowana Intel® HD Graphics 530 (eDP 23,8" UHD 4K2K)		
Pamięć RAM	Dwa gniazda 2400 MHz DDR4 SODIMM obsługują dwakanaly, bez ECC, do 32GB		
Oprogramowanie	Windows 7, pro, Windows 8, Windows 8 industrial, Win 10		
Dysk twardey	2.5" SATA HDD drive bay x 1, mSATA via mini PCI-E x 1, Opcjonalnie: 2.5" SATA HDD do 1TB		
Rozbudowa	PCI-E (x16) x 1, Mini PCIe x 1 (52 stykowy typ krawędzi karty), M.2 E x 1, Opcjonalnie: Network Interface: 802.11 ac/a/b/g/n WLAN + moduł Bluetooth 4,1		
Wielkość ekranu	23,8" kolorowy wyświetlacz LCD (16:9)		
Rozdzielczość	1920 x 1080 (Full HD), 16.7M kolorów (MVA, 8 bit), 178(H) / 178(V), 250 nits (Typ. Centralny), CR:3000 : 1 (Typ)		
Ekran dotykowy	W pełni płaski, projekcyjny panel dotykowy / Transmisja światła: 90% ± 3% / Twardość: 7H ciśnienie 750g/45° / Odświeżanie: 100 x		
USB	USB3.1 Gen II x 2, USB3.0 x 2	USB3.0 x 2, USB 3.1 Gen. II x 2, USB3.0 x 2	USB3.0 x 2, USB 3.1 Gen. II x 2, ISO USB2.0 x 1
COM	RS-232 x 2	RS-232 x 1, RS232/RS422/RS485 x 1	ISO RS-232 x 1, ISO RS232/RS422/RS485 x 1
LAN	RJ45 X 1	RJ45 x 2	RJ45 x 2, ISO LAN x 1
Audio/ Video	Gniazdo telefoniczne 3,5 mm x 2 (Line-out, Mic-In)/ DP x 2		
Podświetlenie blatu roboczego	Dwie listwy podświetlające		
Kontrola aktywnego klawisza (R do L)	Wskaźnik zasilania // Regulacja dźwięku // Regulacja jasności // włączanie podświetlenia // wybór wejścia wideo // LCD włączenie/ wyłączenie // czyszczenie (automatyczne zwalnianie po 1 minucie) // Fn		
Chłodzenie	Inteligentny wentylator		
Zasilanie Zużycie	DC-In x 1, DC 18V wejście / 93.8 W (Pełne obciążenie)		
Zasilacz	AC input 100~240V / 47 ~ 63 Hz / DC wyjście 24V, 7,5A		
Temperatura	Temperatura pracy: 0~40°C (komora) / Temperatura przechowywania: -20~60°C		
Wilgotność	Praca & Przechowywanie: 10 ~ 90%, bez kondensacji		
Klasa IP / obudowa	IP65 (Przód) / przód płaski kształt / dotykowy / szklany (customized); (Tył): Plastikowy w kolorze białym, antybakteryjna obudowa (MRSA)		
Wymiary (Netto)	606.0mm (H) x 398mm (V) x 65.6mm (T)		
Waga (Netto)	9.0 kg (zasilacz /akumulator)		
Wielkość	Optional Stand, VESA 100		
Certyfikaty	cULus/EN/UL/60601-1, 60601-1-2 4th Edition, IEC62133, FCC/CE/VCCI Klasa B, Energy Star 6.1		



Opcje komputera	
symbol	konfiguracja
WMP-24F-IP0A-i5	Core i5-6500TE 2.5GHz, 4G RAM, 500 G HDD, Full flat P.cap touch / STD I.O.
WMP-24F-IP0A-i7	Core i7-6700TE 2.7GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch / STD I.O.
WMP-24F-IP0B-i5	Core i5-6500TE 2.5GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch, USB 3.1 II x2
WMP-24F-IP0B-i7	Core i7-6700TE 2.7GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch / USB 3.1 II x2
WMP-24F-IP0C-i5	Core i5-6500TE 2.5GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch, ISO I.O.
WMP-24F-IP0C-i7	Core i7-6700TE 2.7GHz, 4G RAM, 500G HDD, Full flat P.cap touch / ISO I.O.

MONITOR MED

Wincomm

Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

Kontakt :
ul. Motyka 19/lok. 1
03-566 Warszawa
tel. +48 226785119
fax/ +48 227812332
biuro@monitor-med.pl