

Medyczna mobilna stacja robocza X3PLUS B


Medyczna mobilna **stacja robocza X3PLUS B** do pracy w warunkach szpitalnych, bloku operacyjnego, OIOM, SOR, OAiT **z własnym zasilaniem** lub bez (do komputerów z własnym zasilaniem 24/7). Zbudowana jest na konstrukcji aluminiowej wyposażonej w szyny montażowe, przeznaczone na półki i szuflady wg życzenia klienta. Podstawa jezdna, czterokołowa **z hamulcem każdego koła** (kolorowe wykończenie do wyboru → str. 2.). Wózek może być wyposażony w **wysuwaną półkę na klawiaturę, mysz** oraz **blat roboczy** z regulacją wysokości. Wózek ma wysięgnik z mocowaniem VESA umożliwiające zamontowanie: komputera All In One o przekątnych od 15" do 24" lub monitora dotykowego do komputera typu BOX o przekątnych od 15" do 32". **Monitory**, w tym dotykowe dostępne są w ofercie MonitorMed. Monitory LG – przeglądowy 27" lub 32" diagnostyczny również pochodzą z naszej oferty. Wózek ma również możliwość wyposażenia w uchwyt podwójny VESA do **pary** monitorów diagnostycznych 21,3" pionowych.



Kolumna z regulowaną wysokością



zestaw z własnym zasilaniem



uchwyt na skaner



półki i szuflady na życzenie klienta



Półka na drukarkę kodów kreskowych



Dolna półka na UPS medyczny




Wersja z monitorem przeglądowym LG 27H712C-W 8MP



Koła z hamulcami oraz kolorowym wykończeniem na życzenie




Specyfikacja – medyczna mobilna stacja robocza X3PLUS B




Wysokość wózka regulowana jest na szynie systemowej
Na życzenie dostępne są różne kolory wykończenia kół.

Wózek medyczny może być konfigurowany według potrzeb przyszłego użytkownika: jako stacja robocza, diagnostyczna, przeglądowa, anestezyjologiczna, pielęgnarska, obsługiwać punkt pobrań, blok operacyjny i wiele innych.


Klawiatura również może być odpowiednio dobrana – na przykład według potrzeb zachowania odpowiedniego stopnia sterylności.




Wykończenia – kolory do wyboru



Wykończenia – kolory do wyboru



Wykończenia – kolory do wyboru



Wykończenia – kolory do wyboru



Komputer typu BOX z oferty MonitorMed



Klawiatura dobrana do potrzeb użytkownika

Opcjonalnie można zamówić wyposażenie :

- półki w zależności od potrzeb
- szuflady w zależności od potrzeb
- drukarkę kodów kreskowych
- skaner kodów kreskowych
- uchwyt na skaner
- zasilanie 230 V dla urządzeń wyposażenia dodatkowego.

Dystrybucja i serwis na terenie Polski: Importer:

MONITORMED

Stary Janków 3
05-250 Radzymin
tel. +48 226785119
faks +48 22 6786190
biuro@monitor-med.pl

investmed

FHU INVEST MED
ul. Warciańska 16
62-510 Konin - Wola Podłęzna
www.investmed.com.pl